



ကလော့စတြီဒီယမ် အမ်ဖီစီလီ အဆိပ်(C-diff) စုဆောင်းပုံ

၎င်းစစ်ဆေးမှုသည် ဝမ်းအရည်နမူနာကိုသာလျှင် အသုံးပြု၍ရပါသည်။
ဝမ်းအတုံးအခဲ နမူနာများကို စမ်းသပ်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။

၇ ရက်အတွင်း ရရှိထားသော တစ်မျိုးထက်မပိုသည့်
ဝမ်းနမူနာကိုသာလျှင် စစ်ဆေးရပါမည်။

၁။ဝမ်းနမူနာကို သန့်စင်သော တစ်ခါသုံးခွက်အတွင်းသို့ ထည့်ယူ စုဆောင်းပါ။

(က) ဒိုင်ပထဲတွင် ပစ္စည်းထုပ်ပိုးရာ၌ သုံးသည့် ပလပ်စတစ် အကြည်ပျော့ကို
ထည့်သုံး၍လည်း ဒိုင်ပမှ ဝမ်းနမူနာကို စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်
ရရှိလာသော ဝမ်းနမူနာပါသည့် ပလပ်စတစ် အကြည်ပျော့ကို သန့်စင်သော
တစ်ခါသုံးခွက်အတွင်းသို့ ထည့်သင့်ပါသည်။

၂။ ဝမ်းနမူနာကို
အစိမ်းရောင်အဖုံး ဖုံးထားသော ဘူးထဲသို့ အဖုံးတွင် ကပ်ထားသော
ခက်ရင်းကို သုံး၍ ထည့်ပါ။ ဘူးပေါ်ရှိ အနီရောင်မျဉ်း အထိသာ ဖြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဝမ်းစုဆောင်းမှုပြီးသည့်နောက် လက်ဆေးပါ။

၄။ နမူနာတွင် လူနာ၏ တရားဝင်နာမည်အပြည့်အစုံ ၊ လူနာ၏အရပ်အမြင့် ၊ ကိုယ်အလေးချိန်
၊စုဆောင်းသည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် စသည်တို့ပါသည့် တံဆိပ်ကို ကပ်ပေးသင့်ပါသည်။

၅။ဝမ်းနမူနာကို စစ်ဆေးမှုပြုရန်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ယူလာပါ။

၆။ ဝမ်းနမူနာကို အေးခဲနေသော အပူချိန်တွင် သိုလှောင်သင့်ပြီး ၅ရက်အတွင်း လာပို့သင့်ပါသည်။



အကယ်၍ အဆိုပါ *C. difficile* စုဆောင်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိလာပါက (၂၆၀) ၂၆၆-၁၅၀၀ Option ၁ ရှိ Parkview ကျန်းမာရေး ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။