



အူလမ်းကြောင်းရှိ အစာဟောင်းမှ ပိုးများကိုမွေး၍ စစ်ဆေးရန် ဝမ်းစုဆောင်းပုံ လမ်းညွှန်ချက်များ

၁။ ဝမ်းစုဆောင်းရန် အိမ်သာနှင့် အံဝင်သင့်လျော်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် ဦးထုပ်ပုံ ကမုတ် (သို့) ပိုးသတ်ထားသော ခွက်တစ်ခုကို သုံး၍ ဝမ်းစုဆောင်းသင့်ပါသည်။ အိမ်သာရေထဲမှ ဝမ်းများကို တိုက်ရိုက်စုဆောင်းခြင်း မပြုသင့်ပါ။

၂။ ပိုးသတ်ထားသော ဝမ်းကလော်တံ (သို့) ခွက်ကို အဖုံး ဖုံးခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုပဲ အဖုံးအကြည်ရောင်ကို စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ ထိပ်တွင် ဝမ်းလုံးပါသော ကလော်တံကို ဝမ်းနမူနာ ကလော်ရန် / စုဆောင်းရန် သုံးသင့်ပါသည်။

၃။ ဝမ်းကလော်တံကို ဝမ်းစုဆောင်းသည့် ဘူးထဲသို့ ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထိပ်ဆုံးရှိ ဝမ်းလုံးသည် ဂျယ်အနစ်ထဲသို့ စိုက်ဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၄။ ဝမ်းစုဆောင်းပြီးနောက် လက်ဆေးပါ။

၅။ ဝမ်းကလော်တံကို ဝမ်းစုဆောင်းသည့် ဘူးထဲသို့ ထည့်ပြီးသည်နှင့် အေးခဲအောင် ထားလိုက်ပါ။

၆။ နမူနာတွင် လူနာ၏ တရားဝင်နာမည်အပြည့်အစုံ ၊ မွေးနေ့၊ စုဆောင်းသည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် စသည်တို့ပါသည့် တံဆိပ်ကို ကပ်ပေးသင့်ပါသည်။^[SEP]

၇။ ဝမ်းနမူနာကို စစ်ဆေးမှုပြုရန်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပြန်ပို့ပါ။

၈။ အကယ်၍ ၎င်းစစ်ဆေးမှုကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ရန် ဆရာဝန်မှ တောင်းဆိုခဲ့လျှင် မတူညီသော ရက်များတွင် အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီခြား၍ ဝမ်းနမူနာ စုဆောင်းမှု ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

အကယ်၍ အဆိုပါ ဝမ်းနမူနာ စုဆောင်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိလာပါက (၂၆၀) ၂၆၆-၁၅၀၀ Option ၁ ရှိ Parkview ကျန်းမာရေး ဓါတ်ခွဲခန်းများသို့ ကျေးဇူးပြု၍ခေါ်ဆို နိုင်ပါသည်။

