



FECALSWAB™: CÓMO USARLO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE MATERIA FECAL

Parkview Health sustituirá los sistemas de recolección de muestras fecales actuales por FecalSwab™ de COPAN.



Abra el sobre estéril.



Extraiga el hisopo. No toque la punta del hisopo. Sujete siempre el mango aplicador por encima del límite marcado.



Recoja una pequeña muestra de heces introduciendo la punta del hisopo flocado en la materia fecal y girándola.
NOTA: *Seleccione y recoja las áreas de heces que contengan sangre, mucosidad o líquido.*



Extraiga el hisopo y examínelo para asegurarse de que haya materia fecal visible en la punta del mismo. Si fuera necesario, vuelva a introducir el hisopo flocado en la muestra de heces y gírelo asegurándose de que la zona de la punta del hisopo entra en contacto con la muestra.



Transfiera el hisopo al tubo FecalSwab™ y compruebe que no supera la línea de llenado máximo ("MAX. FILL") de la etiqueta.
NOTA: *Si la muestra recolectada supera la línea de llenado máximo, desheche el hisopo y el tubo y obtenga una nueva muestra usando otro FecalSwab™.*



Sujetando el mango del hisopo con el pulgar y el índice, triture y mezcle la muestra de materia fecal en el lateral del tubo para dispersar y suspender la muestra en el medio de forma uniforme.



Mantenga el tubo alejado de su cara. Sujetando el mango del hisopo por el extremo, dóblelo en un ángulo de 180° para partirlo por el límite marcado. **Si fuera necesario, gire con suavidad el mango usando el pulgar y el índice para extraerlo por completo.** Desheche la parte superior partida del mango del hisopo y enrosque bien la tapa.



Agite el vial hasta que la muestra tenga un aspecto homogéneo.



Escriba el nombre y los datos demográficos del paciente en el tubo o pegue una etiqueta y envíe la muestra al laboratorio.



Código de prueba:
Coprocultivo:
CXSTO/LAB223