



PARKVIEW

HEALTH LABORATORIES

تعليمات عن طريقة جمع عينة براز من قبل المريض

لفحص مستضد الكالبروتكتين، والإيلاستاز البنكرياسي، وجراثومة الملوية البوابية

1. اغسل يديك. بلل يديك وضع عليهما الصابون. افرك يديك جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما. جفف يديك.
2. اجمع المستلزمات. ضعها في الحمام في مكان قريب حيث يمكنك الوصول إليها بسهولة.
3. ارفع غطاء المراض. ضع وعاء جمع العينة على حافة المراض. أغلق غطاء المراض على وعاء جمع العينة لتثبيته في مكانه. ضع حاوية التجميع البلاستيكية داخل وعاء جمع العينة.
4. اجلس على المراض لقضاء حاجتك كالمعتاد. لا تتبول على برازك أو في وعاء جمع العينة. ملحوظة: يمكن جمع البراز من الحفاض باستخدام غلاف بلاستيكي. ضع الغلاف البلاستيكي داخل الحفاض حتى يتبرز المريض. اجمع الغلاف البلاستيكي الذي يحتوي على عينة البراز وضع كلاً من الغلاف البلاستيكي والبراز في حاوية العينة البلاستيكية.
5. أزل الحاوية البلاستيكية من وعاء جمع العينة وأحكام إغلاق الغطاء البلاستيكي.
6. تخلص من وعاء جمع العينة.
7. اغسل يديك. بلل يديك وضع عليهما الصابون. افرك يديك جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما. جفف يديك.
8. اكتب على الحاوية البلاستيكية اسمك القانوني الكامل وتاريخ ميلادك وتاريخ ووقت جمع العينة.
9. ينبغي تسليم العينة إلى المختبر في أسرع وقت ممكن. في حال حدوث تأخير في تسليم العينة، يجب حفظها في الثلاجة. يجب تسليم العينة إلى المختبر في غضون يومين من تاريخ جمعها.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف.