



24 နာရီအတွင်း ဆီးနမူနာစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ဤစစ်ဆေးမှု၏မှန်ကန်တိကျမှုသည် ဆီးနမူနာစုဆောင်းခြင်းနည်းလမ်းမှန်ကန်မှုရှိမရှိ အပေါ် မူတည်ပါသည်။

1. 24 နာရီစတင်သည့်အခါ ဆီးသွားပြီး ၎င်းဆီးနမူနာကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဤလုပ်ဆောင်မှု ပြီးသည့်အချိန်ကို မှတ်သားထားပါ။
2. ၎င်းအချိန်မှစ၍ ဆီးသွားသည့်အချိန်တိုင်း ဆီးကိုဘူးသန့်သန့်တစ်ခုစီထဲသို့ထည့်ပြီး သည့်နောက် ဆီးနမူနာစုထားသောဘူးအားလုံးကို ဘူးကြီးတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပါ။ ဤဘူးကြီးထဲတွင် တိုက်ရိုက်ဆီး မစွန့်ရပါ။
3. နောက်ဆုံးဆီးသွားချိန်ကို 24 နာရီမကုန်ဆုံးခင်အထိ စုဆောင်းပါ။ ဤဆီးနမူနာကိုဘူး ထဲပေါင်း ထည့်ပါ။
4. တတ်နိုင်သလောက်အမြန်ဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းကို ပို့ပါ။

ဆီးစုဆောင်းမှုကာလအတွင်း နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသို့မပို့ခင်အတွင်း ရေခဲသေတ္တာတွင် သိမ်းထားပါ။

ဆီးစုဆောင်းမှုမတိုင်ခင် မမှတ်သားရသေးလျှင် လူနာ၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အရပ်အမောင်း၊ စစ်ဆေးပေးသူအမည်၊ လူနာ၏ကိုယ်အလေးချိန်၊ ဆီးစုဆောင်းသည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်တို့ကို ဘူးခွံတွင် ရေးသားပါ။

ထိုနမူနာများကိုစုဆောင်းသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များ၊ စိုးရိမ်စရာများရှိပါက Parkview Health Laboratories (ပတ်(စ်)ဗျူး ကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲခန်းများ) သို့ (260) 266-1500 ရွေးချယ်မှု 1 မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။